

CHEMIE REDOX: ELEKTROLYSE ZINKIODID-LÖSUNG

Teilnehmercode hier eintragen:

START:



HC3VI

ARBEITSAUFTRAG:

Stelle Zink und Iod mit Hilfe der Batterie her.

TIPP:

3 bis 5 Tropfen der Zinkiodid-Lösung sind ausreichend !!!

Nach **5 Minuten** siehst du das Ergebnis und kannst das Experiment beenden.

SICHERHEIT:




AUSWERTUNG:



... siehe Arbeitsblatt

AUFBAU:




1



App öffnen

Hilfe angeschaut? J N Schulnote Hilfe (1-5):



2



App öffnen

Hilfe angeschaut? J N Schulnote Hilfe (1-5):

DURCHFÜHRUNG:



1



QR scannen

Hilfe angeschaut? J N Schulnote Hilfe (1-5):

BEOBACHTUNG:



1



QR scannen

Hilfe angeschaut? J N Schulnote Hilfe (1-5):

